

# 伸縮杖 取扱説明書



この製品は製品安全協会が定めた認証基準に適合しており、安心してご使用頂けます。



SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

## 賠償についてのご注意

- 万が一事故が起きた時は、事故の原因となった製品の確認が必要です。事故品を紛失しないよう保存・保管をお願いします。
- この制度はSGマーク製品そのものが故障したとしても、その製品について補償するというものではありません。

**保証期間はご購入後3年間です。**

★本製品を正しく安全にご使用頂くために、この説明書は必ずお読みください。

★内容をご理解頂き、記載の危険、注意事項をお守りください。

★また、いつでもご覧頂けるように大切に保管してください。

## アフター・サービスについて

この製品や部品の修理等については、お買上げ店にご相談ください。修理の際には改良品や、同等の代替品を使わせて頂くことがあります。

本製品について、お気づきの点や不明点がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。

株式会社 **シナノ**

〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1

**お客様相談室 TEL.0267-67-3324**

〈ホームページアドレス〉

<http://www.kainos.jp>


この取扱説明書は  
ハテナカーボン取説です。



このステッキはタウンユースの歩行補助を目的に設計製作されています。

ハイキング・山歩きには使用しないでください。

## 各部の呼称と使用方法



## 長さ調節方法

1. ガタ止めナットを緩めます。
2. ボタンを押し下シャフトを引き出します。
3. 使い易い長さのサイズ調節穴にボタンを掛けて、長さを決めます。
4. 収納する時は、下シャフトを押し込み、収納穴にボタンを掛けます。
5. ガタ止めナットを締めます。



### 危険！

ボタンは確実に収納穴、またはサイズ調節穴に入れてください。

中途半端に掛かっていたり、外れていると、シャフトが固定せず、危険です。またシャフトを紛失する恐れもあります。



### ご注意！

1. 身体に合った長さに調節してご使用ください。不適切な長さで使用すると事故等の原因になり、危険です。
2. 使用後は、シャフトを抜いて水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させてください。そのまま放置すると内側が錆びて、故障の原因となります。



## 危険！お取り扱い注意

- 1.長さが体に合わない時は、使用を中止してください。使いづらい長さは事故の原因となり、危険です。
- 2.ご使用前に必ず各部の点検をしてください。万一異常が認められた時は、使用しないでください。《グリップのキズやヒビ、シャフトのキズ・曲がり、ボタンの不具合、各部のガタツキ、先ゴムの異常、など…》
- 3.使用後は水分、汚れ等を拭き取り、屋内の乾燥した場所に保管してください。高温・低温、多湿の場所に置くと、各部の機能が低下し、劣化の恐れがあります。
- 4.グリップ以外の所を持って歩かないでください。また前後に極端に斜めにして使わないでください。危険です。
- 5.小石や段差のフチなどに先ゴムを乗せないでください。接地の不安定な状態での使用は危険です。地面に先ゴム全体を乗せ、安定した状態でご使用ください。また、段差にもご注意ください。
- 6.道路側溝や凹みのある場所では、杖先がはまり込む危険があるので、十分注意してください。また、先端を隙間に入れてこじったり、物を突いたり、叩いたりしないでください。

## ■ステッキ本来の使い方をしてください！

- 7.柔らかな地面や、雪道、滑り易い所では使用しないでください。止むを得ず使用する場合は、充分注意し、杖だけに頼らず同伴者などの支えを得てください。
- 8.雷の音が聞こえたり、落雷の恐れのある時は使用しないでください。危険です。
- 9.用途以外（例えば、登山用、護身用等）には使用しないでください。
- 10.先ゴムが摩耗したり、破れた時は使用を止め、速やかに交換してください。取替えの際は専用品を使用し、説明書に従い確実に取付けてください。中途半端な取付けは危険です。
- 11.先ゴムは必ず装着してください。外したまま使用すると、小石が挟まったりして非常に危険です。
- 12.お子様が遊び道具にしないようご注意ください。

ステッキ以外の目的で使用したり、誤った使い方をするとシャフトが曲がったり、折れる恐れがあります。シャフトが曲がると、長さ調節タイプは調節ができなくなります。




## 危険！ 改造はしないでください。

お客様による修理、分解、改造等は危険なため、絶対にししないでください。

## 正しい長さの選び方

杖の先端を、足先の前外方向20cmに置いた時、肘の角度が30～40度になる長さが、使い易い長さの目安です。



## グリップの正しい握り方

シャフト中心に荷重がかかるように、グリップ頂点部分を握ってください。



## ご注意!

この杖は、杖を持たなくても自立歩行できる人がより安定した歩行をするために、補助的に使用するものです。

次のような方は**危険ですので使用しないでください**。

1.杖が無くては歩行できない人。

(手摺りなどに伝わらなければ歩行できない人や、介助者に手伝ってもらわなければ歩けない人など)

2.リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩けない人。ただし、医師などの指導の元で使用する場合はこのかぎりではありません。

※購入後に上記のような症状が出た場合も使用は中止してください。

※杖に頼りすぎると肩や手を傷める恐れがあります。また転倒などから思わぬ**大事故につながる危険があります**。