

三ノ通信

So Good.

VOL.78
2025/JULY

アルファベットの中で一番書きづらいのは「U」です（個人的意見）。左右対称のはずが、いつもどこか傾いてしまふ。しかしこの曲線、妙に人間くさくて、どこか親しみすら感じます。ぐつと沈んでからまた上がる。まるで人生や心うちを表現しているかのよう。絶好調に上昇するときもあれば、谷底に落ちることもある。そしてそこから、少しづつ、また上へ、新たな歩みが始まる。「U」はただの文字ではない。それは沈んでもなお、立ち上がる力の象徴。さらに「Y o u」と同じ音というのも象徴的です。「U」は、あなたの形であり、あなたの物語。そして今、その「U」のカーブをモチーフにした新作ステッキが登場。その名も「やわらGELグリップ4点杖TYPE-U」。支えてくれるのは、手だけじゃない。あなたの人生そのものだ!!
※そもそも「U」が横向きなのもまた妙だ。編集長やまうら

今月のお知らせ

7月1日発売 ▶ やわらGELグリップ4点杖 **TYPE-U**

大人気の「やわらGELグリップ4点杖」のグリップ仕様違いの新製品がついに発売。

今号はやわらGELグリップ4点杖 TYPE-U大特集!!

※詳しくは中面をご覧ください。



PICK UP! ピックアップ商品コーナー

【従来モデル】やわらGELグリップ4点杖と

どこがどう違う? やわらGELグリップ4点杖 TYPE-U タイプユー



ブラック (JAN 495943117541)

レッド (JAN 495943117527)

シルバー (JAN 495943117534)



シンプルで
おしゃれな
3カラー

シリーズ共通
スモール
ベース4点脚

TYPE-Uは小さな歩幅の
ゆっくり歩きに最適のモデルだっ!



POINT
真上から荷重を
かけやすい形状
重心を体に近づけやすく
より安定した歩行を
サポート!



1 しっかり握れる

【新設計】オフセットネック

グリップを握る際にネックに干渉しないので
手のひら、指全体でグリップを握り込めます!

握りやすい
安全・安心
形状

細部にも
こだわりの
形状

手のひらを受
け止める
ワイド形状

? オフセットネックは なぜ六角形なの?

グリップが回転しないよう安全を考慮し
六角棒を採用しています。
またスタイリッシュな見た目にも
一役買っていますね。

3 対応身長幅UP

【対応身長】約136~176cm

ご希望の多いショートサイズに対応するため
最短使用サイズを75cmから70cmに!

2重の
シャフトで
高強度
強度
約125%
アップ

? (調節幅を増やした影響で) 7個→9個に調節穴が増え、 強度は落ちない?

荷重負荷の掛かる調節穴部分を
2重シャフトで全てカバーしているので
どのサイズで使用しても
強度は変わりません!

この部分が長いから強い!

※一般的な当社製歩行補助杖との比較
※やわらGELグリップ4点杖シリーズ共通

2 手にもっと優しい

【新設計】やわらGELグリップ

グリップ上下の手のひら、指の当たる部分に
特殊なGEL状のソフト樹脂を充填した
手に優しい「やわらGELグリップ」!

? 形が変わったけど 具体的に何が違う?

握り込みを想定し下側にもGELを増量!
従来以上に手に優しく疲れにくくなりました。
また前後のない左右対称形状になり
どちらから握ってもOK!

GEL層が
ぐにゃり!

上も下も
やわらかい!



順手 逆手

どちらでもOK!
ストレスフリーな
形状です



介護保険対象商品

TAISコード:01436-000009

やわらGELグリップ4点杖
TYPE-U (タイプユー)

¥23,000 (非課税)

素 材	耐食アルミφ20 +φ18
ネ ッ ク 材	スチール
グ リ ッ プ 材	PP+エラストマー(やわらGELグリップ)
先 ゴ ム	PP-27 (4点スモールベース専用)
使用サイズ	70~90cm (2.5cm毎)
対 応 身 長	約136~176cm
重 量	約525g

日本製

一般的な伸縮杖▶

◀やわらGELグリップ4点杖シリーズ

今月のテーマは...

個人的な / シナノの **押し杖** おしえて!

フロント営業 編

杖を深く知っているシナノの営業が “実は推している杖” をご紹介! だれかにハマる、その秘めた魅力が店頭で新たな風を起こすはずっ!?



コメントも製品も **優等生** すぎる!!

商品詳細はこちらから▼



やわらGEL グリップ4点杖

(ボルドー) JAN 4959431117220

室内用の杖がほしいという義祖母へ これからも元気に歩いてほしいと思いを込め手紙を添えてプレゼント。軽くて、使いやすい。大切に使います。ととても喜んでくれて、わたしにとっても嬉しい瞬間でした。

はまむら

フォロー お願いします!

シナノFacebookで 最新情報を発信中!



株式会社シナノ sinano.co.jp
〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1
TEL:0267-67-3321 FAX:0267-67-3326



想いも **ストロング**

商品詳細はこちらから▼



SOFT-G STRONG

(ピンク) JAN 4959431117060

昨年、伯母が脚を大怪我し1年間にわたる長期的なリハビリ生活を送っていました。シナノで強靱なスペックを誇るSOFT-G STRONG(ストロング)をプレゼントしたところ、大満足だったようです。

いけだ



編集長イチ推し!

商品詳細はこちらから▼



健康いっぽん杖

JAN 4959431117022

「現代版 水戸黄門杖」がコンセプトのいわゆる「和杖」。これぞジャパニーズスタイル!の原点回帰です。T字よりも背筋が伸びてカッコいい!

編集長(部長)やまうら

ものづくりの現場から

やわらGELグリップ4点杖TYPE-U(やわらげるぐりつぶよんでんつえたいぶゆう)この製品名長いですよね。ベースのモデルの名称を引き継ぐかどうかで検討に検討を重ね決定したわけですが、コンビニとかカスハラとかイケメンとか日本人は略すのが好きですから、とりま大丈夫だろうというところで形状の特徴を表すU字型ネックをシリーズ名に付加することとなりました(前半嘘です)。シナノ製品は他にありませんので略もタイプUと言っていただければと思います。ですが正式名称を言わなければならぬシーンのために早口言葉を練習しておくのも一つの手かと思えます。脳も活性化されますしね。私もイベント等で喋り倒したりして疲れてくると呂律が回らなくなることがありますので次の言葉を10回声に出して読んでみましょう!せーの「ダブル歩き炙りカルビ」(小野沢)