

ニ / ナ / ノ 通信

わたしのおまもり。

VOL.80
2025/NOVEMBER



今年、団塊の世代の全員が健康寿命を超え、社会全体で「歩くチカラ」をどう守るかが大きなテーマになっていきます。私も団塊世代の母の歩き方が少し変わったことに気づき、身近なこととして実感しています。長年元気に過ごしてきた姿を知っているからこそ、その小さな変化が「歩行の大切さ」を改めて教えてくれます。歩くことは単なる移動だけでなく、自立や人とのつながりを支える大切な営みです。そんな中、政府も2040年までに健康寿命を男女ともに3年以上延ばすことを目指しています。だからこそ、運動や栄養に加えて、自分に合った補助具を選ぶこともとっても重要です。シナノでは独自の「歩くチカラ」の基準を設けて、一人ひとりに合った杖選びをお手伝いしています。これからも、毎日の一歩を楽しめるよう、そっと寄り添う相棒をつくっていきます。

編集長 やまうら

歩くチカラの目安

SINANOは、歩くチカラのレベルに合わせた独自の基準を定めました。細やかな歩行ニーズに最適な商品選びのご参考にご利用ください。



0

健常

制限なしで自由に歩行可能
ライフスタイルに合わせた
ポールへ

ポールウォーキング



1

自立歩行・
軽度不安定

長距離や段差に
やや不安あり

あんしん2本杖



2

自立歩行・
杖使用(安定)

杖なしでも短距離の歩行は
可能だが慎重を要する

STICK・ステッキ



3

自立歩行・
杖使用(不安定)

杖を使えば屋内外の歩行が
可能だが、転倒リスクあり

しっかり2本杖



4

介助歩行
(部分介助)

手すりや歩行器、介助者の
手助けがあれば歩行可能

CANE・ケイン



5

介助歩行
(全面介助)

介助者が常に支えることで
短距離歩行が可能
屋外は車いすが必要

※それぞれのカテゴリーに
対応する商品はカタログを
ご参照ください。

PICK UP!

11月3日 出荷開始! 新製品のご案内

“滑りにくい3点先ゴム”標準装備

すべりにくい 3点杖 シリーズ 誕生!

2ラインナップ

雨の日のおでかけも安心な人気の“滑りにくい3点先ゴム”を標準装備した「すべりにくい3点杖」シリーズが誕生。男女ともにどんなファッションにも合わせやすいシックなカラーとさりげない上品なデザインパターンが魅力です。グリップや強度(太さ)・対応身長で選べる2モデルのどこが違うのかそれぞれの仕様をご紹介します。

和風の
上質感



JAPAN design



ピンク (JAN 4959431117985)



ローズ (JAN 4959431117992)

すべりにくい3点杖 [抗ウイルス]

¥9,680 (税込)

素 材	アルミ合金φ18+φ16
グ リ ッ プ	抗ウイルスグリップ
先 ゴ ム	PP-26-16mm(滑りにくい3点先ゴム)
使用サイズ	75~90cm(2.5cm毎)
対 応 身 長	約146~176cm
重 量	約280g

製品安全協会認証 安全基準適合品 日本製

抗ウイルスグリップ レギュラーモデル

どこが違う?
どっちを選ぶ?

CHECK!
グリップ

常に手元が
清潔で安心

手が痛く
なりにくい

抗ウイルス
グリップ

やわらGEL
グリップ

CHECK!
太さ

軽量

耐荷重UP

φ18+φ16

φ20+φ18

重量:約280g

重量:約305g

CHECK!
対応身長

通常サイズ

高身長の方にも

約145~
175cm
(75~90cm)

約156~
186cm
(80~95cm)


滑りにくい3点先ゴム

PP26-16mm

PP26-18mm

通常タイプ(1点等)の先ゴムへ
簡単に付け替え可能なポイント

都会的
上質感



URBAN design



ボルドー (JAN 4959431118012)



ブラック (JAN 4959431118005)

すべりにくい3点杖 [やわらGEL]

¥14,300 (税込)

素 材	アルミ合金φ20+φ18
グ リ ッ プ	やわらGELグリップ
先 ゴ ム	PP-26-18mm(滑りにくい3点先ゴム)
使用サイズ	80~95cm(2.5cm毎)
対 応 身 長	約156~186cm
重 量	約305g

製品安全協会認証 安全基準適合品 日本製

やわらGELグリップ 太径強化モデル

滑りにくい3点先ゴムの特徴

ガラス繊維が
剣山のように配列



雨や雪の日も安心

滑りにくい




負担が少ない

わずか
62g
—
軽量

安定歩行サポート

3点で安定



3点の安定感
しっかり
踏ん張る



はまむらですー



H.C.R.2025
展示会場でも大反響!
試して驚く
その効果!

from お客様相談室



グリップの べたつき対策

メンテナンス

Q. 久しぶりにウォーキングポールを使おうとしたら、
グリップがべたついていました。どうすればいいですか?

暑い季節の間に長く保管されていたウォーキングポールを再び使おうとした際、
グリップ部分がべたつくというご相談を、まれにいただきます。
これは湿気などによって、グリップ表面の素材が変質することが原因です。
以下の方法でお手入れいただくと、改善される場合があります。

その① 中性洗剤をぬるま湯に溶かし、
布にしみこませてしっかり絞り、グリップを拭き取る

その② 消毒用アルコールをスプレーし、乾いた布で丁寧に拭き取る



なんだかべたつく
気がするんですが…

お手入れ
または
交換を!



それでもべたつきが気になる場合は、グリップ交換も承っております。お気軽にご相談ください。

保管のポイント▶◎高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管する。◎濡れたまま放置しない。

多くの方の
ご来場
誠にありがとうございました！



2025年10月8日(水)～10日(金)に行われた
国際福祉機器展「H.C.R.2025」
今年のシナノブースは体感がコンセプト。
滑りにくい先ゴム体感をメインに
杖製品を手にとっていただいたり
多くの方と対面にて接することで
有意義な機会となりました。
ブースにご来場いただいたみなさま、
誠にありがとうございました。

店頭でも簡単にお試し可能な
「滑りにくい先ゴム体感キット」が
ございます。ご興味のある方は
お気軽に担当営業まで
ご連絡ください。



ものづくりの 現場から

滑りにくい製品は受験生や芸人さんの願掛けにちょうど良いのではないかと山道のスリッパ注意の看板をみてふと思ったことがある。パツと閃いた受験生用「滑りにくい消しゴム」なんかは回答用紙上でびくりとも動かさず、力を込めたその瞬きの直後、豪快なビリビリッとした音、真つ二つに引き裂かれた用紙、視線、絶望などを得られそうなアイテムなので却下だ。適材適所、得意不得意といったものは世の中の様々な物や事に多くあり、それがハマった時は、『万能』が霞むような輝きを放っているように感じます。専用・専門というやつですね。しかし、ついつい欲張ってしまうので見た目も良くしただけだったり、壊れにくくしたり、数gでも軽くするため薄くしたり小さくしたり削ったり、精度を高めるための血の滲むようなそんな努力の結晶をお守りに、シナノはより『万能に近づけた』誰かのための専用用品』をつくっています。(小野沢)

フォロー
お願いします!

シナノFacebookで
最新情報を発信中!



SINANO

株式会社シナノ sinano.co.jp
〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1
TEL:0267-67-3321 FAX:0267-67-3326

